


KT 500

Για κάλιντρα εξωτερικών διαστάσεων έως 50 x 50 cm.



- Απαιτείται για το PG 8172 με παλιά τραπέζια Miele (G 720/21)
- Ο φορέας κάλιντρων χρησιμοποιείται αντί του βασικού φορέα

EAN: 4002516854333 / Αριθμός υλικού: 12663120 /
Παλιός αριθμός υλικού: 67850003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου
καμπάνα

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

Κατηγορία προϊόντων

Φορέας/φορέας για κάλιντρα

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

120

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

620

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

815

Καθαρό βάρος σε kg

2,62

Μικτό βάρος σε kg

4,16