


A 104

Πάνω κάμιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.



- Δεξί πλαινό για συγκράτηση 11 κοίλων εργαλείων
- Μέγιστο μήκος συνδεδεμένων εργαλείων: 430 mm
- Πρόσθετοι σύνδεσμοι Luer-Lock για κοίλα εργαλεία
- Αριστερή πλευρά ελεύθερη για θήκες (μέγ. διαστ. τοπ. Υ 310, Π 240, Β 455 mm)

EAN: 4002516854807 / Αριθμός υλικού: 12664810 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69610401D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κάμιστρο για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Κάμιστρο εγχυτήρων	•
Πάνω κάμιστρο	•
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Χωρητικότητα</b>	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	1
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	11
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	332
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	528
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	420
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	533
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	594
Καθαρό βάρος σε kg	4,86
Μικτό βάρος σε kg	6,90
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Περίβλημα καταιονισμού E 442, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 6 mm [πλήθος]	2
Σωλήνας σιλικόνης E 448 με θηλυκό προσαρμογέα Luer Lock [πλήθος]	2
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 452, 2,5 x 60 mm [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 453, 4 x 110 mm με κλιπ συγκράτησης [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 για περιβλήματα τροκάρ 10-15 mm [πλήθος]	1