


A 105/1

Επάνω κάμιστρο

Ρυθμιζόμενο ύψος, χωρίς ακροφύσια έγχυσης, για διάφορα εργαλεία.



- Δεξιά πλευρά: χώρος για 22 εγχυτήρες
- Αριστερή πλευρά ελεύθερη για ένθετα
- Ενεργό εσωτερικό στέγνωμα εργαλείων με αυλούς
- Ενεργό εσωτερικό στέγνωμα οδοντιατρικών χειρολαβών
- Ένα κυλινδρικό φίλτρο A 800 αρκεί και στις δύο δοκούς εγχυτήρων

EAN: 4002516854814 / Αριθμός υλικού: 12664820 / Παλιός αριθμός υλικού: 69610502D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάμιστρο εγχυτήρων	•
Πάνω κάμιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Επιλογή χρήσης κεντρικού φίλτρου	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία μετάδοσης [πλήθος]	22
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	22
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	4,87
Μικό βάρος σε kg	5,56
Συνοδευτικό πακέτο	
Σετ κλειδιών DIN 838 [αριθμός]	1