

A 846

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό εργοστασιακών φιαλών και στρογγυλών φιαλών.



- Για φιάλες εργαστηρίου, έως 10 l και στρογγυλές φιάλες, έως 6 l
- Μήκος ακροφυσίου: 127 mm, Μήκος ακροφυσίου με στήριξη: 158 mm
- Ακροφύσιο Ø: 10 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και A 612

EAN: 4002516855088 / Αριθμός υλικού: 12665100 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69684601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

| | |
|--|---|
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου | • |

Παρόμοια προϊόντα

| | |
|------------------------|---|
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

Ιδιότητες προϊόντος

| | |
|-------|---|
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, Κουτσούκ, Πλαστικά |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο, Γκρι |

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

Διαστάσεις και βάρος

| | |
|--|------|
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 158 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 110 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 110 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 160 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 145 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 265 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 0,23 |
| Μικτό βάρος σε kg | 0,38 |