

A 846

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό εργοστασιακών φιαλών και στρογγυλών φιαλών.



- Για φιάλες εργαστηρίου, έως 10 l και στρογγυλές φιάλες, έως 6 l
- Μήκος ακροφυσίου: 127 mm, Μήκος ακροφυσίου με στήριξη: 158 mm
- Ακροφύσιο Ø: 10 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και A 612

EAN: 4002516855088 / Αριθμός υλικού: 12665100 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69684601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Κασουτσούκ, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο, Γκρι

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	145
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	265
Καθαρό βάρος σε kg	0,23
Μικτό βάρος σε kg	0,38