

A 847

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό των ογκομετρικών φιαλών Erlenmeyer.



- Για φιάλες Erlenmeyer, έως 5 l
- Μήκος ακροφυσίου: 127 mm
- Ακροφύσιο Ø: 10 mm, Υποστήριγμα Ø: 142 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και A 612

EAN: 4002516855101 / Αριθμός υλικού: 12665110 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684701D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•

#### Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

#### Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης	•
-------------------	---

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Γκρι

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
---	---

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	249
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	70
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	260
Καθαρό βάρος σε kg	0,13
Μικτό βάρος σε kg	0,22