

A 848

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό των κυλίνδρων μέτρησης.



- Για ογκομετρικές φιάλες, έως 5 l
- Μήκος ακροφυσίου: 350 mm
- Ακροφύσιο Ø: 10 mm, Υποστήριγμα Ø: 142 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και A 612

EAN: 4002516854234 / Αριθμός υλικού: 12665120 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69684801D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,  
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας, Γκρι

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

350

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

20

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

20

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

70

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

185

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

360

Καθαρό βάρος σε kg

0,20

Μικτό βάρος σε kg

0,32