

A 860

Βάση στήριξης

για μονάδες έγχυσης A 300/2 και A 300/3.



- Διακανονισμός: 2 x 4 πεδία
- Για χρήση σε μονάδες έγχυσης A 300/2 και A 300/3
- Για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516855118 / Αριθμός υλικού: 12665410 / Παλιός αριθμός υλικού: 69686001D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Άλλα ένθετα/άλλες μονάδες

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,  
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,  
Μαύρο

Αριθμός θαλάμων

8

Πλάτος θαλάμου σε mm

114

Μήκος θαλάμου σε mm

114

Μέρος του συστήματος EasyLoad

•

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

170

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

255

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

490

Καθαρό βάρος σε kg

0,48

Μικτό βάρος σε kg

0,88