

A 861

Βάση στήριξης

για μονάδες έγχυσης A 301/4 και A 301/5.



- Διακανονισμός: 3 x 6 πεδία
- Για χρήση σε μονάδες έγχυσης A 301/4 και A 301/5
- Για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516854876 / Αριθμός υλικού: 12665440 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69686101D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•

#### Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

#### Κατηγορία προϊόντων

Άλλα ένθετα/άλλες μονάδες	•
---------------------------	---

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Αριθμός θαλάμων	18
Πλάτος θαλάμου σε mm	74
Μήκος θαλάμου σε mm	74
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
---	---

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	255
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	485
Καθαρό βάρος σε kg	0,59
Μικτό βάρος σε kg	0,94