


A 862

Βάση στήριξης

για μονάδες έγχυσης A 302/2 και A 302/3.



- Διακανονισμός: 4 x 8 πεδία
- Για χρήση σε μονάδες έγχυσης A 302/2 και A 302/3
- Για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου
- Με κάλυψη από πλαστικό

EAN: 4002516854203 / Αριθμός υλικού: 12665480 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69686201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα/άλλες μονάδες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Αριθμός θαλάμων	32
Πλάτος θαλάμου σε mm	56
Μήκος θαλάμου σε mm	52
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	255
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	465
Καθαρό βάρος σε kg	0,55
Μικτό βάρος σε kg	0,80