

A 151

Κάτω κάνιστρο

Για συγκράτηση κανονικών δικτυωτών δίσκων DIN καθώς και διαφόρων ενθέτων.



- Το κατακόρυφο διάκενο εξαρτάται από το επιλεγμένο πάνω κάνιστρο
- Πλάτος φόρτωσης: 490 mm, βάθος φόρτωσης: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Αριθμός υλικού: 12666340 / Παλιός αριθμός υλικού: 69615101D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Φορέας/φορέας για κάνιστρα	•
Κάτω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία μπιμπτερό	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία δικτυωτών δίσκων	•

A 151

Κάτω κάνιστρο

Για συγκράτηση κανονικών δικτυωτών δίσκων DIN καθώς και διαφόρων ενθέτων.



EAN: 4002516853992 / Αριθμός υλικού: 12666340 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69615101D

Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Επανεπεξεργασία ρυθμιστών αέρα αναπνοής	•
Επανεπεξεργασία масκών αναπνοής	•
Επανεπεξεργασία πλαισίων φορείου μονάδας πεπιεσμένου αέρα	•

#### Χωρητικότητα

Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	2
Δικτυωτοί δίσκοι SPRI [πλήθος]	1

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	545
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	535
Καθαρό βάρος σε kg	1,84
Μικτό βάρος σε kg	2,40