


A 200

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 38 πιπετών.



- για 10 πιπέτες των 100 ml στη σειρά 1, απόσταση 20 mm
- για 14 πιπέτες των 25 ml σε 2η σειρά, απόσταση 26 mm
- για 14 πιπέτες των 10 ml σε 3η σειρά, απόσταση 26 mm

EAN: 4002516854012 / Αριθμός υλικού: 12667060 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69620001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για πιπέτες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Χωρητικότητα	
Πιπέτες [πλήθος]	38
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	520
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	4,95
Μικτό βάρος σε kg	6,38