


A 201

Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση σετ αναισθησίας.



- 8 ακροφύσια με βάσεις ελατηρίων για εύκ.σωλ.οξυγόνου έως 1,5 m
- Αποθήκευση σε σπιράλ
- 15 ακροφύσια εγχυτήρων για υλικά διασωλήνωσης

EAN: 4002516854005 / Αριθμός υλικού: 12667090 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69620101D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Χωρητικότητα

Σετ AN [πλήθος]

3

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

790

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

715

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

860

Καθαρό βάρος σε kg

8,97

Μικό βάρος σε kg

10,27

Συνοδευτικό πακέτο

Δικτυωτός δίσκος E 430/1 1/3 [πλήθος]

1

Ακροφύσιο εγχυτήρα E 431 για σωλήνα ακορντεόν,
Ø 8 x 193 mm [πλήθος]

1

Βάση E 432 για αναπνευστικούς σωλήνες ακορντεόν
[πλήθος]

1

Βάση E 433 για αναπνευστικούς σωλήνες σιλικόνης
[πλήθος]

2

Βάση E 434 για παιδιατρικούς αναπνευστικούς σωλήνες
[πλήθος]

1

Ακροφύσιο εγχυτήρων E 466, 8 x 333 mm για
αναπνευστικούς σάκους [πλήθος]

6

Ακροφύσιο εγχυτήρα E 496, 4 x 120 mm [πλήθος]

15