

A 202

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.



- Κατάλ. για 4 δικτ. δίσκ. DIN σε 2 επίτ.
- Ένθετα πλαίσια: Αφαιρ. για καθαρ.-απολ. ψηλών πλυνόμενων ειδών
- 6 πρόσθετες επιλογές σύνδεσης μέσω σύνδεσης Luer-Lock
- Με ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Όγκοι φόρτωσης για τα διάφορα επίπεδα διαφέρουν μεταξύ τους

EAN: 4002516854043 / Αριθμός υλικού: 12667130 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69620201D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για ένθετα	•
Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους	•
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Χωρητικότητα</b>	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	4
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	223
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	529
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	542
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	6,04
Μικτό βάρος σε kg	6,76