

A 202

Κινητό κάρτιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.



- Κατάλ. για 4 δικτ. δίσκ. DIN σε 2 επίτ.
- Ένθετα πλαίσια: Αφαιρ. για καθαρ.-απολ. ψηλών πλενόμενων ειδών
- 6 πρόσθετες επιλογές σύνδεσης μέσω σύνδεσης Luer-Lock
- Με ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Όγκοι φόρτωσης για τα διάφορα επίπεδα διαφέρουν μεταξύ τους

EAN: 4002516854043 / Αριθμός υλικού: 12667130 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69620201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8592

PG 8593

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Κατηγορία προϊόντων

Κινητή μονάδα για ένθετα

Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων

Χωρητικότητα

Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]

4

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

270

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

570

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

550

Καθαρό βάρος σε kg

6,04

Μικτό βάρος σε kg

6,76