

E 139/1

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x 200 mm.



- Κατάλληλο για δοκιμαστικούς σωλήνες έως 12 x 200 mm
- Διαιρείται σε 6 επιφάνειες
- Πλάτος πλέγματος 9 x 9 mm
- Για χρήση στο κάτω κάλυτρο
- Περιλαμβάνει καπάκι A 13

EAN: 4002516854036 / Αριθμός υλικού: 12667390 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69513903D

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--|---------------------|
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Περιοχή εφαρμογής | |
| Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων | • |
| Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου | • |
| Χωρητικότητα | |
| Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος] | 200 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 245 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 245 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 265 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 1,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 1,21 |
| Συνοδευτικό πακέτο | |
| Κάλυμμα A 13 [πλήθος] | 1 |