

E 139/1

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x 200 mm.



- Κατάλληλο για δοκιμαστικούς σωλήνες έως 12 x 200 mm
- Διαιρείται σε 6 επιφάνειες
- Πλάτος πλέγματος 9 x 9 mm
- Για χρήση στο κάτω κάλυτρο
- Περιλαμβάνει καπάκι A 13

EAN: 4002516854036 / Αριθμός υλικού: 12667390 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69513903D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος]	200
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	265
Καθαρό βάρος σε kg	1,00
Μικτό βάρος σε kg	1,21
Συνοδευτικό πακέτο	
Κάλυμμα A 13 [πλήθος]	1