

A 203

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



- Κατάλληλο για στήριξη και για E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002516853985 / Αριθμός υλικού: 12667770 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69620301D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	9,15
Μικό βάρος σε kg	11,00
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Περίβλημα καταιονισμού E 336 MIBO, Ø 11 mm, μήκους 121 mm [πλήθος]	3
Τυφλό στοπ E 362 [πλήθος]	2
Περίβλημα καταιονισμού E 442, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 6 mm [πλήθος]	15
Περίβλημα καταιονισμού E 443, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 10 mm [πλήθος]	5
E 445 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 442, άνοιγμα με Ø 6 mm [πλήθος]	1
E 446 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 443, άνοιγμα με Ø 10 mm [πλήθος]	1
Θηλυκός προσαρμογέας E 447, για αρσενικό Luer Lock [πλήθος]	3
Σωλήνας σιλικόνης E 448 με θηλυκό προσαρμογέα Luer Lock [πλήθος]	6
Αρσενικός προσαρμογέας E 449, για θηλυκό Luer Lock [πλήθος]	5
Ένθετο E 451 1/6, δικτυωτός δίσκος [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 452, 2,5 x 60 mm [πλήθος]	3
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 453, 4 x 110 mm με κλιπ συγκράτησης [πλήθος]	8
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 για περιβλήματα τροκάρ 10-15 mm [πλήθος]	6
Βάση ελατηρίων E 456 για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος]	4
Βάση E 464 για ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 [πλήθος]	3

A 203

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.