

A 204

Κινητό κάνιστρο
για βέλτιστη φόρτωση μικρο-εργαλείων.



- Επίπεδο 1: κατάλληλο για ένθετα
- Επίπεδο 2 δεξιά: 22 συνδέσεις για κοίλα εργαλεία
- Επίπεδο 2 αριστερά: 11 αντάπτορες Luer-Lock, αρσ., οριζ. σωλήνωση
- Με ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Ένα κυλινδρ. φίλτρο A 800 και για τους δύο πολλαπλούς εγχυτήρες

EAN: 4002516854821 / Αριθμός υλικού: 12667790 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69620401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Κινητή μονάδα για οφθαλμιατρικά εργαλεία

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Επιλογή χρήσης κεντρικού φίλτρου

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων

•

Χωρητικότητα

Σετ χειρουργικής για μικροεργαλεία [πλήθος]

2-4

Συνοδευτικό πακέτο

Βάση E 476 [πλήθος]

1

Στοπ E 477 [πλήθος]

1