

A 300/2

Μονάδα έγχυσης

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Μονάδα χωρίς ακροφύσια εγχυτήρων – εξοπλισμός για εξατομ. ανάγκες
- Για έως 8 ακροφύσια εγχυτήρων
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστάματα ακροφυσίων 118 mm στο πλάτος, 118 mm στο βάθος
- Κατάλληλο ειδικά για τις μονάδες A 840 και A 841 (διάμετρος ακροφυσίου 6 mm)

EAN: 4002516853954 / Αριθμός υλικού: 12668780 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69630004D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	8
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	72
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	133
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	479
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	1,25
Μικτό βάρος σε kg	1,64