


A 303

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση έως και 98 πιπέτων.



- Κατάλληλο για 98 πιπέτες μέτρησης και πλήρεις, π.χ.
- Ύψος πλαισίου στήριξης 150 mm
- Σε κάθε ένα από τα κάνιστρα A 150 και APLW 106 μπορεί να τοποθετηθεί 1 μονάδα.
- Κατακόρυφο διάκενο χωρίς πάνω κάνιστρο: 450 mm (με κάτω κάνιστρο A 150)

EAN: 4002516854746 / Αριθμός υλικού: 12669220 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69630301D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 7111

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο/μονάδα για πιπέτες

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,  
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,  
Μαύρο

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων

•

#### Χωρητικότητα

Πιπέτες [πλήθος]

98

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

220

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

260

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

490

Καθαρό βάρος σε kg

2,50

Μικτό βάρος σε kg

3,08