


A 304

Μονάδα

Για βέλτιστη φόρτωση έως και 98 φιαλιδίων.



- Κατάλλ. για 98 φυγοκ. σωλήνες, φιαλίδια ή δοκιμ. σωλήνες, π.κ.
- Τα ύψη φόρτωσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθέτηση
- Σε κάθε κάνιστρο A 100, A 150 και APLW 106 μπορεί να τοποθετηθεί 1 μονάδα.

EAN: 4002516854982 / Αριθμός υλικού: 12669230 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69630401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων	•
Χωρητικότητα	
Φιαλίδια [πλήθος]	98
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	222
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	471
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	2,30
Μικτό βάρος σε kg	3,15