

E 416

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 6 μητροσκοπίων ενός ή δύο τεμαχίων.



- Κατάλ. για 6 μητροσκ. ενός ή δύο τεμ.
- 7 βάσεις με διάκενο 40 mm
- Για το πάνω (μόνο με μονοκόμματο μητροσκόπιο) και κάτω κάνιστρο

EAN: 4002516854135 / Αριθμός υλικού: 12669750 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69541602D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για γυναικολογικά εργαλεία

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων

•

Χωρητικότητα

Γυναικολογικά μητροσκόπια [πλήθος]

6

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

157

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

178

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

279

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

210

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

200

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

365

Καθαρό βάρος σε kg

0,69

Μικτό βάρος σε kg

0,97