

E 417/1

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση έως 30 ωτο- και ρινοσκοπίων.



- κατάλληλο για περίπου 30 ωτο- και ρινοσκόπια
- 280 διαμερίσματα περίπου. ?? x ??
- Το πλάτος πλέγματος στη βάση είναι 4 mm
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάλυτρο

EAN: 4002516855224 / Αριθμός υλικού: 12669760 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69541703D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για εργαλεία ΩΡΛ

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αριθμός θαλάμων

280

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ

•

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

80

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

220

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

435

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

88

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

196

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

475

Καθαρό βάρος σε kg

1,51

Μικτό βάρος σε kg

1,72