

E 458

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση βιδωτών θηλών.



- Κατάλληλο για 36 θηλές με βιδωτή σύνδεση
- 36 διαμερίσματα ?? x ??
- διαθέτει καπάκι ανοιγόμενο προς τα επάνω με δυνατότητα ασφάλισης

EAN: 4002516854265 / Αριθμός υλικού: 12669800 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69545802D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	36
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	63
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	215
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	465
Καθαρό βάρος σε kg	1,50
Μικτό βάρος σε kg	1,77