

E 466

Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών σάκκων 8 x 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Αριθμός υλικού: 12669890 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69746602D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Κατηγορία προϊόντων

Άλλα εξαρτήματα	•
-----------------	---

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
---------------------------------------	---

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	200
Καθαρό βάρος σε kg	0,85
Μικτό βάρος σε kg	1,00