

E 494

Ένθετο

για την απαλή συγκράτηση 5 πλακών μικροτιτλοποίησης.



EAN: 4002516853947 / Αριθμός υλικού: 12669920 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69549402D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Άλλα ένθετα	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Πλάκες μικροτιτλοποίησης [πλήθος]	5
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	465
Καθαρό βάρος σε kg	0,48
Μικό βάρος σε kg	0,72