

E 496

Ακροφύσιο έγχυσης

με σφιγκτήρα συγκράτησης υλικών διασωλήνωσης.



EAN: 4002516854579 / Αριθμός υλικού: 12670260 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69749602D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας

•

Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής

•

Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

120

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

12

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

80

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

120

Καθαρό βάρος σε kg

0,01

Μικτό βάρος σε kg

0,01