


E 803

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 30 ωτο- και ρινοσκοπίων.



- 160 διαμερίσματα περ. 13 x 13 mm
- Πλάτος πλέγματος στη βάση: 1,7 mm
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάλυτρο

EAN: 4002516854715 / Αριθμός υλικού: 12670290 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69580302D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για εργαλεία ΩΡΛ

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αριθμός θαλάμων

160

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

132

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

233

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

484

Καθαρό βάρος σε kg

0,80

Μικό βάρος σε kg

1,07