

E 907/1

Δικτυωτοί δίσκοι

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων μικρής κλίμακας.



- Με καπάκι για τα μικρά εξαρτήματα
- Πλάτος πλέγματος 3 x 1 mm
- Άγκιστρο ανάρτησης για E 905/1 και E 903/1

EAN: 4002516854258 / Αριθμός υλικού: 12678170 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69590703D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

Κατηγορία προϊόντων

Δικτυωτός δίσκος

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

75

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

160

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

243

Καθαρό βάρος σε kg

0,26

Μικτό βάρος σε kg

0,37