

A 807

Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.



- Για ειδικά εργαλεία, χειρουργ. σφιγκτήρες, παλαιότ. γενιάς, S/Si

EAN: 4002516854685 / Αριθμός υλικού: 12680120 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69680702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

Κατηγορία προϊόντων

Μονάδα/βάση για ρομποτικά εργαλεία

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία ρομποτικών εργαλείων

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χωρητικότητα

Ρομποτικά εργαλεία [πλήθος]

1

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

77

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

41

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

165

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

25

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

245

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

485

Καθαρό βάρος σε kg

0,16

Μικτό βάρος σε kg

0,24