

MT
Φορεία
για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.



- Για την αποθήκευση και μεταφορά κανίστρων και ενθέτων
- Διαιρείται σε 4 επίπεδα που μπορούν να ρυθμιστούν κατά 102,5 mm
- Κινητό με 4 ασφαλιζόμενα ροδάκια
- Όγκος φόρτωσης 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Αριθμός υλικού: 12681000 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69200114D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823

G 7824

G 7825

G 7826

PG 8527

PG 8528

G 7831

PG 8535

PG 8536

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8592

PG 8593

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

920

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

775

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

2001

Καθαρό βάρος σε kg

23,00

Μικό βάρος σε kg

37,60