

A 306/1

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.



- Κατάλληλο για 4 κυλίνδρους μέτρησης 1-2 λίτρων, ψηλούς
- Κατάλληλο για 2 κυλίνδρους μέτρ. 1-2 λίτρων, κοντούς και 2 ψηλούς
- Επιφάνειες επαφής με κάλυψη από πλαστικό
- Κύλ. μέτρησης αφαιρ. ακόμα και όταν η μον. είναι μέσα στη συσκ.
- Μέγιστο μήκος κυλίνδρων μέτρησης: 500 mm
- Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 2 μονάδες στα κάνιστρα A 150 και APLW 106

EAN: 4002516854456 / Αριθμός υλικού: 12683100 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69630602D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για ογκομετρικό κύλινδρο	•
Μονάδα για ογκώδη γυάλινα είδη εργαστηρίου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά, Σύρμα, με επένδυση gilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο, Λευκό
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία κυλίνδρων μέτρησης	•
Χωρητικότητα	
Κύλινδροι μέτρησης [πλήθος]	4
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	418
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	471
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	390
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	485
Καθαρό βάρος σε kg	2,87
Μικτό βάρος σε kg	3,41