

A 307

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 20 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 48.



- Κατάλληλο για 20 παπούτσια χειρουργείου
- Κάθε ένα με στηρίγματα ύψους 265 mm
- Για χρήση στον φορέα του κάτω κανίστρου A 151
- Δυνατότητα καθαρ.-απολ. παπουτσιών χειρουργείου μεγέθ. έως 48

EAN: 4002516854975 / Αριθμός υλικού: 12683150 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 69630701D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	20
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	279
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	390
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	360
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	396
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,52
Μικτό βάρος σε kg	2,01