

A 310

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 8 παπουτσιών χειρουργείου.



- Για χρήση σε πάνω κάλιντρα
- Για φόρτωση 8 παπουτσιών χειρουργείου μεγέθους έως 41
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πάνω κάλιντρα A 101 και A 102

EAN: 4002516854661 / Αριθμός υλικού: 12684420 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69631001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου

•

Χωρητικότητα

Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]

8

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

100

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

425

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

450

Καθαρό βάρος σε kg

0,49

Μικό βάρος σε kg

0,83