

PG 8597

Αποσκληρυντής νερού διπλής δεξαμενής

για συνεχή παροχή μαλακού νερού με επίπεδα σκληρότητας νερού έως 40 °dH



- Έξοδος: συνεχής 19 l/λεπτό, μέγ. 30 l/λεπτό
- Ανεξάρτητη συσκευή με ροδάκια, φόρτωσης από πάνω
- 1 δοχείο για 20 kg αλατιού, 2 δοχεία για 4,5 l ρητίνης
- Σύστημα δύο θαλάμων με έλεγχο όγκου, λειτουργία χωρίς ηλεκτρικό
- Η συσκευή διαθέτει σύνδεση νερού

EAN: 4002516860372 / Αριθμός υλικού: 12687200 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69859702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Λευκό
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	680
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	390
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	380
Καθαρό βάρος σε kg	18,60
Μικό βάρος σε kg	19,00