

APDC 003

Βραχίονας επιτοίχιας στήριξης

για τις θήκες γαντιών και τις θήκες μπουτών, όταν δεν χρησιμοποιούνται.



- Εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται
- Κατάλληλο για θήκες γαντιών και μπουτών

EAN: 4002516893516 / Αριθμός υλικού: 12687490 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 59120003EU

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Θάλαμοι στεγνώματος

•

Κατηγορία προϊόντων

Άλλα εξαρτήματα

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Γαλβαν. φύλλο χάλυβα,
σκόνη

Χρώμα

Λευκό