

DOS 60/30

Αντλία δοσομέτρησης

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.



- Για δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού
- Για δοσομέτρηση χημικού απολυμαντικού
- Για τοποθέτηση ως πρόσθετος εξοπλισμός από το Miele Service

EAN: 4002516854463 / Αριθμός υλικού: 12687820 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69225010D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7825

•

G 7826

•

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα δοσομέτρησης

•

Ιδιότητες προϊόντος

Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s

120

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm

333

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

165

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

205

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

486

Καθαρό βάρος σε kg

0,85

Μικτό βάρος σε kg

1,26