

TU Allergy XL HyClean Pure  
Συσκευασία HyClean Pure Allergy XL  
8 σακούλες σκούπας και 1 φίλτρο HEPA AirClean SF-HA 50 σε οικονομική τιμή.

EAN: 4002516925651 / Αριθμός υλικού: 12694920 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 41996762INT



- Βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος με 99,99% χάρη στο σύστημα Miele AirClean
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στους πατενταρισμένους οδηγούς ροής αέρα 3D
- Αυτόματο αυτοσφραγιζόμενο κολάρο HyClose για ακόμη μεγαλύτερη υγιεινή
- Απόλυτα υγιεινός αέρας με το φίλτρο HEPA: \*Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
- Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα Guard L1 και Guard S1

\* Σύμφωνα με το EN 60312-1