

Boost CX1 Blue Pulse

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου χωρίς σακούλα για μέγιστη ισχύ εξαγωγής σε μικρό μέγεθος.



- Τηλεσκοπικός σωλήνας EasySlide ρυθμιζόμενου ύψους
- Πάντα εντός πορείας χάρη στο TrackDrive
- Ισχυρή απόδοση καθαρισμού χάρη στην τεχνολογία vortex
- Ευέλικτες εφαρμογές – πέλμα γενικής χρήσης
- Συγκρατεί και τα πιο μικρά σωματίδια – φίλτρο Hygiene AirClean

EAN: 4002516900542 / Αριθμός υλικού: 12839420 / Παλαιός αριθμός υλικού: 41NRF340SEE

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	Boost CX1 Blue Pulse
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12839420
Αριθμός EAN	4002516900542
Τύπος κατασκευής	
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα	•
Μάρκα προϊόντος	Boost CX1
Τύπος κινητήρα	PowerLine
Τύπος προϊόντος	SNRF3
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Καθαρισμός	
Τεχνολογία Vortex	•
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύος	Περιστροφικός επιλογέας 4 βαθμίδων
Εργονομική λαβή μεταφοράς	•
Εργονομική λαβή	•
Σωλήνας αναρρόφησης	Τηλεσκοπικός σωλήνας EasySlide μεσαίου μεγέθους
Σύστημα στάθμευσης για αποθήκευση	στη μία πλευρά
Κινητικότητα	
TrackDrive	•
Ακτίνα λειτουργίας σε m	10
Μήκος καλωδίου σε m	6,5
Σύστημα φίλτρου	
Φίλτρο εξερισμού	Φίλτρο υγιεινής AirClean
Τεχνικά στοιχεία	
Ισχύς	890
Ένταση σε dB	78,0
Πλάτος σε mm	400
Ύψος σε mm	280
Βάθος σε mm	280
Βάρος σε kg	7,8
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρύγχος για ταπετσαρίες	•
Ρύγχος για γωνίες & πτυχές	•
Βούρτσα ξεσκονίσματος	•
Πέλμα SBD 355-3	•
Εργαλείο καθαρισμού	Όχι