

Guard L1 Red Pulse

Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου

ισχυρός | κορυφαίος σχεδιασμός | βολικός καθαρισμός με ακροφύσιο 2 σε 1



- ComfortFit: αναπτύχθηκε για τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής
- Δοκιμασμένη για χρήση που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια*
- Ιδανική ισχύς για κάθε εργασία καθαρισμού: 4 επιλέξιμες λειτουργίες
- Ατομικά επιλέξιμο ύψος και εργονομική λαβή Comfort
- Premium σχεδιασμός με κομψές εφαρμογές
- Επιπλέον εμβέλεια, λιγότερες αλλαγές πρίζας: εμβέλεια λειτουργίας 12 m
- -
- Φίλτρο υγιεινής AirClean: αποτελεσματική διήθηση για καθαρό αέρα δωματίου

* Κατά τη φάση ανάπτυξης της διαφημιζόμενης σειράς ηλεκτρικών σκουπών Guard, η Miele δοκίμασε τα μοντέλα και τα βασικά εξαρτήματα σε διάφορα επίπεδα ισχύος για 750 ώρες χρήσης (= 37,5 ώρες ετησίως). Για περισσότερες πληροφορίες:

miele.com/20years

EAN: 4002516907954 / Αριθμός υλικού: 12851770 / Παλαιός αριθμός υλικού: 41UDF044SEE

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	Guard L1 Red Pulse
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12851770
Αριθμός EAN	4002516907954
Τύπος κατασκευής	
Κυλινδρική ηλεκτρική σκούπα με σακούλα	•
Μάρκα προϊόντος	Guard L1
Τύπος κινητήρα	PowerLine
Τύπος προϊόντος	SUDFO
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Χρώμα	Ρουμπινί VT
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύος	+/- Ποδοδιακόπτες
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	•
Σωλήνας αναρρόφησης	Τηλεσκοπικός σωλήνας EasySlide μεσαίου μεγέθους
Σύστημα στάθμευσης για διακοπές στο σκούπισμα	•
Σύστημα στάθμευσης για αποθήκευση	αμφίπλευρα
Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου Comfort	•
Χειρολαβή Comfort 2.0	•
Κινητικότητα	
Ροδάκια με χαλύβδινο άξονα που δεν χαράζουν το δάπεδο	•
Ευκινησία 4 σημείων	•
Ακτίνα λειτουργίας σε m	12
Μήκος καλωδίου σε m	8,5
Σύστημα φίλτρου	
Τύπος σακούλας ηλεκτρικής σκούπας	HyClean Pure TU
Χωρητικότητα σακούλας σε l	3,5
Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας	•
Φίλτρο εξερισμού	Φίλτρο AirClean
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	•
Safety	
Σύστημα ασφάλισης πέλματος και λαβής	•
Αυτόματη τοποθέτηση σακούλας	•
Προστασία επίπλων	•
Τεχνικά στοιχεία	
Ισχύς	890
Ένταση σε dB	75,0
Πλάτος σε mm	500
Ύψος σε mm	239
Βάθος σε mm	288
Βάρος σε kg	6,6
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρύγχος για ταπετσαρίες	•
Ρύγχος για γωνίες & πτυχές	•
Βούρτσα ξεσκονίσματος	•
Πέλμα SBD 365-3	•

Guard L1 Red Pulse

Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου

ισχυρός | κορυφαίος σχεδιασμός | βολικός καθαρισμός με ακροφύσιο 2 σε 1



EAN: 4002516907954 / Αριθμός υλικού: 12851770 /

Παλιός αριθμός υλικού: 41UDF044SEE

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας HyClean Pure TU

Κουπόνι για HyClean Pure TU

Κουπόνι για το πέλημα FiberTeQ AllFloor SBD 380-3

•

•

•