

E 944/2

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 500 - 1.000 ml.



- 15 ακροφύσια (E 352) 6 x 220 mm με κλιπ (E 354)

EAN: 4002516948469 / Αριθμός υλικού: 12897160 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69594404D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χωρητικότητα

Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]

15