

E 315/1

Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό

Για αναγέννηση καψουλών πλήρους αφαίρεσης αλάτων

EAN: 4002516957515 / Αριθμός υλικού: 12945010 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431502D



- Για χρήση στη LP 2800/1 κενό φυσίγγιο
- 20 l ομοιογενώς αναμεμιγμένες ρητίνες
- Χαρτοκιβώτιο με 2 σάκους 10 l
- Αεροστεγώς κλεισμένο σε πλαστικούς σάκκους
- Συμπεριλαμβανομένης ανταλλακτικής σακούλας φίλτρου

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

•

Πλυντήρια πιάτων με Tank

•

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

•

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8063

•

PG 8164

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

E 315/1

Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό

Για αναγέννηση καψουλών πλήρους αφαίρεσης αλάτων

EAN: 4002516957515 / Αριθμός υλικού: 12945010 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431502D



PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	285
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	440
Καθαρό βάρος σε kg	13,77
Μικό βάρος σε kg	14,27