

E 130
Complément
pour la prise en charge optimale de dix tablettes.



- Équipé de 11 supports, hauteur 170 mm, écartement d'env. 35 mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511129375 / Numéro de matériel: 02648950 /
Ancien Numéro de matériel: 69513001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Domaine d'application	
Traitement des plaques/plateaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	35
Hauteur de support en mm	170
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	10
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,77
Poids brut en kg	0,90