

E 379  
Complément  
pour divers instruments.



- Grille métal. 0,8 mm, largeur maille 1,7 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116450 / Numéro de matériel: 03203500 /  
Ancien Numéro de matériel: 69537901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,72
Poids brut en kg	1,25