

E 146
Complément
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Pour les masques de sédation dentaire
- Largeur de mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 400251116009 / Numéro de matériel: 03346680 /
Ancien Numéro de matériel: 69514601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	225
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids net en kg	0,61
Poids brut en kg	0,70