

E 106/2

Complément

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- équipé de 13 grands crochets de 175 mm de hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 85 mm

Code EAN: 4002511115699 / Numéro de matériel: 03808330 / Ancien Numéro de matériel: 69510603D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	420
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	186
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	430
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,69
Poids brut en kg	0,75