


E 109

Complément

pour une prise en charge optimale des béchers jusqu'à 250 ml.



- Convient pour 21 béchers jusqu'à 250 ml
- Équipé de 21 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 400251115729 / Numéro de matériel: 03808360 /
Ancien Numéro de matériel: 69510901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	21
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,21
Poids brut en kg	1,54