

E 110

Complément

pour la prise en charge optimale de béchers de 250 à 600 ml.



- Convient pour dix béchers de 250–600 ml
- Équipé de 10 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 400251115736 / Numéro de matériel: 03808390 /  
Ancien Numéro de matériel: 69511001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Câble, rilsané
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Béchers [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,83
Poids brut en kg	1,35