


E 111

Complément

pour une prise en charge optimale des béchers de 600 à 1 000 ml.



- Convient pour huit béchers de 600–1000 ml
- Équipé de 8 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115743 / Numéro de matériel: 03808420 /
Ancien Numéro de matériel: 69511101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Capacité	
Béchers [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0


E 111

Complément

pour une prise en charge optimale des béchers de 600 à 1 000 ml.

Code EAN: 4002511115743 / Numéro de matériel: 03808420 /

Ancien Numéro de matériel: 69511101D



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	205
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	0,96
Poids brut en kg	1,10